



Talmax



manual especímetro

Especímetro Analógico

Especímetro de precisão para controle de espessura.

ESCALA DE MEDIÇÃO	PRECISÃO
0 - 10 mm	0,05 mm

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia deste produto é de 03 meses. Verificando eventuais defeitos de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Talmax ou com seu revendedor. Apresentando a Nota Fiscal, o fabricante compromete-se a repor o equipamento.

No período da Garantia do equipamento a Talmax cobrirá as despesas de Encomenda Normal apenas para a devolução do produto ao cliente.

Importado e distribuído por Talmax Produtos de Prótese Dentária Ltda.
CNPJ: 00.130.762/0001-02
Av. Manoel Ribas, 2183 . Mercês . Curitiba-PR . CEP: 80.810-000

Equipamento isento de registro ou cadastro na ANVISA.



Serviço de atendimento ao cliente

(41) 3888-5555 . sac@talmax.com.br . www.talmax.com.br